

## Диагностический прибор **WaveLight® Topolyzer VARIO<sup>1</sup>**

8065990710

- Топография, кератометрия и пупиллометрия в одном приборе
- Использует систему дисков Пласидо
- Представляет данные для последующей регистрации глаза, включающей центрацию профиля абляции и компенсацию циклоторсии



## Диагностический прибор **WaveLight® Oculyzer II<sup>2</sup>**

8065990720

- Использует Шаймпфлюг-камеру для полной оценки переднего отрезка глаза.
- Использует анализ задней поверхности роговицы и протокол Белина-Амброзио для скрининга ранних стадий кератоконуса



## Диагностический прибор **WaveLight® Analyzer II<sup>3</sup>**

8065990835

- Измеряет совокупные аберрации оптического тракта глазного яблока
- Основан на принципе Чернинга



1. Инструкция по применению системы офтальмологической WaveLight® ALLEGRO Topolyser Vario.  
2. Инструкция по применению системы офтальмологической WaveLight® Oculyzer II.  
3. Инструкция по применению системы офтальмологической WaveLight® Analyzer II.